

Anhang: Transportverpackung für medizinisches und biologisches Untersuchungsgut (Patientenproben)

Die Verpackung für medizinisches und biologisches Untersuchungsgut ist die für die Versand- und Transportanforderungen zusammengesetzte Verpackung. Sie besteht aus:

- dem Primärgefäß für das Untersuchungsgut (Probengefäß),
- aufsaugendem Material (Saugeinlage),
- der Sekundärverpackung für das Probengefäß (Schutzgefäß),
- der Außenverpackung z.B. für den Postversand

P650 „light“


Außenverpackung

flexibel

Schutzgefäß
(Sekundärverpackung)

Saugeinlage

Probengefäß
(Primärgefäß)



P650

Außenverpackung
starr, bauartgeprüft,
BAM-zertifiziert

